



QUANTUM



Or la Or Technology
Cosmetic Solutions

QUANTUM CASCADE

4 LASERS

כל היתרונות במכשיר אחד

✓ קוואנטום גוף

בעל השפעה עמוקה ורוחבית לא סלקטיבית מטפל מיידית בצלוליט ובמיצוק העור

✓ קוואנטום מיטוכונדריה

חלוקה ובניית תאים חדשים קולגן לחוזק של העור ואלסטין לגמישות העור

✓ קוואנטום פטרת בציפורניים

טיפול לייזר המטפל בכל שכבות העור בעומק הרקמה כדי לטפל ולמנוע את פטרת הציפורניים

✓ קוואנטום טיפולי פנים פועל לבנייה מחודשת ומיצוק והידוק העור ובכך יוצרים עור מתוח

ומראה צעיר

✓ קוואנטום מסיר נימי דם בגוף ובפנים

**הדור הבא
בטכנולוגיית הלייזר
הרפואית-אסתטית**



דמייני קליניקה שבה כל טיפול הופך לחוויה



קליניקה שמזמינה את
הלקוחות שלך לחלום
ולהתעורר עם תוצאות
אמיתיות.

עם **QUANTUM**
את לא רק מטפלת
את יוצרת שינוי. שינוי
שנראה מורגש, ונשאר.

QUANTUM



טכנולוגיית הלייזר החדשנית
מעניקה לך עוצמה רפואית
מדויקת במגע עדין ונעים.
גוף חטוב, עור מתוח, פנים
קורנות בלי כאב, בלי החלמה,
ועם תוצאות נראות לעין כבר
מהטיפול הראשון.
זו לא עוד מערכת טיפול. זו
חוויה חדשה של יופי אינטליגנטי.


QUANTUM



יצירת אומנות מדעית

- ❖ המסת שומן בחום מבוקר מהדקת ומפסלת מחדש את הקווים של הגוף.
- ❖ מיצוק עור הפנים מגע אחד משנה מרקם, מגדיר מחדש את הקונטור.
- ❖ פילינג קרבון יוקרתי זוהר מייד, אחידות מושלמת, ללא כאב.
- ❖ טיפול הבהרה מתקדם טשטוש פיגמנטציה, רעננות של עור צעיר.
- ❖ טיפולי צלוליט נראות חלקה כבר מהמפגש הראשון.
- ❖ טיפול בפטרת בציפורן

המסת שומן בחום - בלי כאב, בלי זמן החלמה



QUANTUM

ממיסה תאי שומן
ומחליקה את העור.
מרגישים שינוי מהטיפול
הראשון רואים שינוי
משמעותי כבר לאחר
2-3 מפגשים

QUANTUM



מציג טיפולי פנים
בטכנולוגיית לייזר חכמה
המשלבת עוצמה טיפולית
גבוהה עם חוויית טיפול
נעימה ונטולת כאב.
חום עדין ומבוקר חודר
לשכבות העור, ממריץ את
הקולגן ומעניק אפקט מיידני
של מתיחה, רעננות וזוהר

QUANTUM

טיפול אנטי אייג'ינג מתבצע בשילוב מספר סוגי

לייזרים עם טכנולוגיית גלי רדיו

כך מושגת פעילות משמעותית של חימום עמוק

של הרקמה פירוק הקולגן ויצירתו מחדש.

הטיפול אף גורם לכווץ רקמתי ולהידוק העור



תוצאות מהירות!

QUANTUM

קוואנטום מציג תוצאות מעולות בטיפול לייזר

לבעיית פטרת בציפורניים

פטרת בציפורניים זהו זיהום פטרתי הנגרם בציפורני

הידיים ו/או הרגליים

אחת הדרכים היעילות לטיפול בעומק הרקמה היא

באמצעות לייזר 1064 ננו מטר בטמפרטורה של -42

62 מעלות להרס חלבון הפיטרייה



טיפול לייזר לפטרת הציפורניים

QUANTUM



הסרת פטרת ציפורניים בלייזר ללא תרופות
קרן הלייזר חודרת ישירות לשכבת הציפורן ומשמידה את
הפטרייה – ללא כאב וללא תופעות לוואי.
תוצאה נראית לעין תוך שבועות ספורים בלבד

QUANTUM



תוצאות שמדברות בעד עצמן”
תמונה: לפני ואחרי של הסרת
פיגמנטציה / קמטוטים / צלוליט.
מלל:

- ❖ מראה עור מתוח ורענן
- ❖ טשטוש קמטים וצלוליט
- ❖ מיצוק רקמות
- ❖ תוצאות כבר מהטיפול הראשון

QUANTUM

טיפול גוף

פעילות המסת שומנים על ידי גלי רדיו פרקציונליים, אנרגית גלי הרדיו מועברת באופן פרקציונלי (גלים שבורים) לתוך עור כלומר רק חלק ממנו נפגע, כמו בפעולה כירורגית. כאשר האנרגיה עוברת את האפידרמיס (שכבת העור העליונה) היא מגיעה לדרמיס ופועלת לחידוש תאי הקולגן והאלסטין

בלעדי לקוואנטום היא טמפרטורת גלי רדיו 62 מעלות בשילוב עם ראש אלקטרודה עם קירור



QUANTUM



פתרון איכותי באמצעות
לייזר מדוייק 980 ננו מטר
הפוגע בנימים הבולטים
אל פני העור
לסובלים מנימים
ברגליים, בידיים ובפנים
עכשיו יש פתרון

QUANTUM

פילינג קרבון – תהליך קוסמטי המיועד

לניקוי עמוק של העור ובנוסף שיפור צבעו, מיצוקו

וגמישותו. בזמן הטיפול נעשה שימוש בקרן לייזר

וגל על בסיס אבקת פחם דקה (זה הרכיב שנתן

לטיפול את שמו). בקליניקה לייזר מקס פילינג

קרבוני נעשה על ידי מומחים ברמה גבוהה



4 טיפולי פנים מיוחדים



1064 ✓ לשיקום ומיצוק העור אנטי אייג'ינג

536 ✓ להסרת כתמים בגווני חום אדום

980 ✓ להסרת נימים

1320 ✓ פילינג לחידוש העור

גלי רדי ICE RF


- ❖ גלי רדיו עוצמתיים למיצוק ומתיחת העור
- ❖ גלי רדיו להגברת יצירת תאי קולגן ואלסטין
- ❖ גלי רדיו לקימטוטים סביב העיניים
- ❖ גלי רדיו XL המסת צלוליט וחיטוב הגוף

054-4969106 | אור לעור טכנולוגיות | orlaor.org.il

תוצאות מעולות



תוצאות מעולות



תתתתתת



מפרט טכני QUANTUM

System	Diode Laser	ND YAG Laser	MEDICAL ONLY	RF	
Power	800W	500W			100W
Wavelength	980nm	532/1064/1320nm			
Pulse Energy	1-166J/cm ²	100-1000mj			
Spot Size	15mm*30mm				20mm
	12mm*12mm	6mm			28mm
	φ 8mm			35mm	
Width of pulses	10-300ms	10-20ns			
Frequency	1-10HZ				
Laser Bars	10 Bars (Germany Dilas/Coherent)				
YAG Bar Diameter	φ6				
Display	10 Inch True Color LCD Screen				
Cooling Level	1-5 Levels (-10 ° C - 5 ° C)				
Cooling System	Water circulation cooling + Condensor with air fans + TEC & Sapphire contact cooling				
Electrical Requirements	90-130V, 50/60HZ or 200-260V, 50HZ				
Working time	Continuously 18 hours without stop				

פרמטרים טכניים

בקוואנטום מספר מערכות לייזר וגלי רדיו ניתן לשלב מגוון טיפולים בכל הטכנולוגיות באנרגיות גבוהות

תתתתתת



Or La Or Technology
Laser Solution

מה השלב הבא?

קובעים פגישת היכרות
מתחילים ללמוד
מזמינים את המכשיר
ומקבלים הנחה יפה + מתנות והטבות

תתתתתת

התקשרו

054-4969106

נשמח לראותכם באור לעור טכנולוגיות בראשון לציון
סוזי נחמן וכל צוות אור לעור טכנולוגיות